## 別に回り通端

让世界分享中国创造的魅力

## 尿液检测相关知识

★ 尿液分析方法

★ 检测目的

★ 检测项

检测的"金标准"

### 尿液分析方法

- > 物理检查
- > 化学成分测定
- > 有形成分测定

有形成分测定

体外肾活检

目视或自动分析外观, 颜色,浊度

尿干化学分析仪

尿有形成分分析仪 显微镜检查

# 的

对尿液样本中的有形成分进行定量检测,识别尿液中的红细胞、白细胞、上皮细胞、结晶、细菌、管形等各种有形成分。


尿




尿

目

◆ 红细胞 (RBC)













◆ 白细胞 (WBC)











◆ 白细胞团(WBCC)









尿

目

◆ 草酸钙结晶 (CAOX)
















◆ 磷酸钙结晶 (CAPH)












◆ 尿酸结晶 (URIC)











三磷酸结晶 (TP04)








尿

目

• 酵母菌 (YEAST)









•细菌 (BACT)









•粘液 (MUCS)





•精子 (SPRM)











尿

目

□透明管型










■未分类管型










# 检测项目

◆ 鳞状上皮细胞 (SQEPs)



◆非鳞状上皮细胞 (NSEs)



## "金标准"

#### 尿有形成分检测的"金标准"

国际NCCLS标准(国际临床检验标准专业委员会)和中国CCCLS标准(中国临床检验标准专业委员会)规定:



显微镜镜检是尿有形成分检测的标准化检测方法,即"金标准"。

有形成分	大小	形状	对比度	质地	
红细胞	7.2µm	圆盘状	透明	光滑	
白细胞/团	15µm	圆形	不透明	光滑	
<b>鳞</b> 状上皮 <b>细</b> 胞	59μm	多 <b>边</b> (角)形	半透明	粗糙	
非 <b>鳞</b> 状上皮 <b>细</b> 胞	27μm	卵 <b>圆、锥、圆</b> 柱形	半透明	毛糙	
透明管型	90µm	<b>圆</b> 柱形、两 <b>边</b> 平行	无色半透明 折光性 <b>较</b> 弱	表面光滑	
其它管型	90µm	<b>圆</b> 柱形、两 <b>边</b> 平行	不透明 折光性 <b>强</b>	表面光滑	
细菌	2-5µm	杆状、球状	无色透明	光滑	
酵母菌	2.5-5µm	<b>椭圆</b> 、短 <b>圆</b> 柱状	无色透明	光滑	
<b>结</b> 晶	长5-20µm	菱形、麦杆束状、球状 长方或正方形的六面体	透明 折光性 <b>强</b>	光滑 有立体感	
黏液	长100-300µm	<b>长线</b> 条状,不 <b>规则</b>	透明	毛糙	
精子	长 <b>50-60</b> µm	蝌蚪状	不透明	光滑	

						尿剂	冗渣各	-有形	成份主	三要临	床诊断	指征					
	尿沉渣各有形成份主要临床诊断 ※尿系统									肾外疾病				其它疾病			
疾病 成份	肾小球肾炎	肾盂肾炎	间质性肾炎	狼疮性肾炎	肾/尿结石	肾肿瘤	膀胱炎	前列腺炎	精囊炎	尿道炎	肾病综合征	胰腺炎	恶性高血压√	亚急 性 细菌 性 心 心 で の	药物中毒反应√	肾移 植 排斥 反应	糖尿病
红细 胞	$\sqrt{}$	<b>V</b>	1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$						$\sqrt{}$	V	膜炎 √	$\sqrt[]{\frac{y}{}}$	<b>√</b>	$\sqrt{}$
白细 胞 白细 胞团		V	1	V	V	V	1	<b>V</b>	V	1							
鳞状 上皮 细胞										1							
非鳞 状 上皮 细胞	V	V				V	1	1		V							
透明管型	V	V									٧		V				
其它 管型	V	V	V	V							√		√	V	1	<b>V</b>	V
粘液										V							
结晶					√												
细菌		V					√			V							


 $\sqrt{}$ 

酵母菌

精子

- \*有形成分与干化学对应项目
- \*干化学检测结果影响因素
- \*有形成分误判因素





细菌 **NIT** 



- 干化学法尿蛋白、比重和pH的检测原理:基于pH的变化而设计的,也是pH、尿蛋白和比重之间相互影响的根源。
  - pH 5.0~7.0的正常尿液对尿蛋白和尿比重无影响,强酸性尿液几乎不存在,主要是pH值升高的强碱性尿。
- pH升高的病理因素:碱中毒、原发性醛固酮增多症、变形杆菌和铜绿假单胞杆菌引起的膀胱炎、肾盂肾炎等尿路感染。
- 药物因素:枸橼酸钠、嘧啶、碳酸类药物及某些中草药常可引起尿液pH值不同程度的升高。强碱性尿使尿比重结果降低。实验室检测pH超过7.0时,在原尿比重基础上应增加0.005,超过8.0时增加0.010。
- pH>8.5时,尿蛋白阳性标本应通过其他方法加以证实。同时使比重检测结果偏高

- \* 隐血试验检测原理:基于氧化还原反应原理设计的显色反应
- \* 酶类物质:主要是过氧化物酶、触酶或超氧化物歧化酶。

细菌感染时产生的过氧化物酶:部分杆菌、球菌及真菌(主要为假丝酵母菌)一方面可能释放过氧化物酶,另一方面为了代谢的需要在增殖过程中可能合成过氧化物酶、触酶或超氧化物歧化酶。尿中少量细菌和真菌对隐血无影响,但延长显色时间有时也可呈弱阳性反应。不同细菌引起尿隐血的阳性程度不同,假单胞菌属(如铜绿假单胞杆菌)最严重,杆菌强于真菌和球菌。大量细菌和真菌是引起干化学法尿隐血假阳性的原因之一。

\* 亚铁血红素:肌红蛋白

#### \* 抗生素:

青霉素可使磺柳酸法结果增强,而干化学法结果减弱。静脉滴注青霉素最好5~6h后再做尿液检查,对蛋白尿患者使用青霉素治疗时,不同的测定方法应考虑不同的干扰作用,干化学法可使结果减弱甚至为假阴性。

#### \* 维生素C:

维生素C具有较强的还原性,对尿液成分测定的影响机制可理解为竞争性抑制反应,使结果减弱或出现假阴性。一般认为,常规剂量口服维生素C对实验结果无影响,而大剂量口服特别是静脉滴注时,30 min内尿中浓度即迅速升高,随着尿液的浓缩其浓度不断上升。高浓度的维生素C可影响尿中葡萄糖、隐血、胆红素和亚硝酸盐的测定。

- \* 检测原理: 酯酶显色反应
- \* 酯酶存在于粒细胞中,淋巴细胞没有器官移植病人尿中以淋巴细胞为主,造成假阴性
- \*细菌感染:主要是某些杆菌在代谢中可产生酯酶,造成假阳性
- \* 甲醛、高浓度胆红素造成假阳性
- \* 某些药物(如先锋霉素**W**、庆大霉素)蛋白〉5g时 造成假阴性

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/785043141141011243">https://d.book118.com/785043141141011243</a>