

年终考核消毒供应室专科题

1. 机械冲洗环节水温宜 [单选题]

$\leq 15^{\circ}\text{C}$

$\leq 25^{\circ}\text{C}$

$\leq 35^{\circ}\text{C}$

$\leq 45^{\circ}\text{C}$ (正确答案)

2. 每天监测终末漂洗水电导率（ 25°C 时）应 [单选题]

$\leq 3\mu\text{S}/\text{cm}$

$\leq 5\mu\text{S}/\text{cm}$

$\leq 8\mu\text{S}/\text{cm}$

$\leq 15\mu\text{S}/\text{cm}$ (正确答案)

3. 根据器械类型选择清洗方法，正确的是

常规器械以及耐湿、耐热的器械宜首选机械清洗(正确答案)

精密、复杂器械和有特殊要求的器械宜选择手工清洗(正确答案)

污染较重的器械和结构复杂的器械宜手工和机械联合清洗(正确答案)

不耐湿、不耐热的器械宜首选机械清洗

各类光学镜头等精密器械宜选择机械清洗

答案解析：

不耐湿热器械，光学镜头等精密器械宜选择手工清洗

4. 解析期结束后，灭菌负载的过氧化氢残留值不应超过 [单选题]

$10\text{mg}/\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$

$20\text{mg}/\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$

$30\text{mg}/\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$ (正确答案)

$40\text{mg}/\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$

5. 过氧化氢等离子体低温灭菌使用中的过氧化氢浓度应在 [单选题]

30%-40%

40%-50%

53%-60%(正确答案)

60%-70%

6. 在满足过氧化氢等离子体低温灭菌器使用环境时，过氧化氢残留量应符合 8h 时间加权允许浓度（TWA）为 [单选题]

$\leq 1.5\text{mg/m}^3$ (正确答案)

$\leq 2\text{mg/m}^3$

$\leq 2.5\text{mg/m}^3$

$\leq 3\text{mg/m}^3$

7. 过氧化氢等离子体低温灭菌器不得用于哪些物品的灭菌

含木质纸浆物品(正确答案)

植入物(正确答案)

一头闭塞的内腔(正确答案)

粉剂(正确答案)

液体(正确答案)

8. CSSD 检查包装灭菌区及无菌物品存放区空气平均菌落数应（直径 9cm 平皿）

[单选题]

$\leq 4\text{CFU/皿}$ （3min）

$\leq 4\text{CFU/皿}$ （5min）(正确答案)

$\leq 5\text{CFU/皿}$ （5min）

$\leq 10\text{CFU/皿}$ （5min）

9. CSSD 检查包装灭菌区及无菌物品存放区物体表面平均菌落数应 [单选题]

$\leq 3\text{CFU/cm}^2$

$\leq 4\text{CFU/cm}^2$

$\leq 5\text{CFU/cm}^2$

$\leq 10\text{CFU/cm}^2$ (正确答案)

10. 中度危险性医疗器材的菌落总数应 [单选题]

$\leq 10\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2)

$\leq 15\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2)

$\leq 20\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2) (正确答案)

$\leq 20\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^3)

11. 低度危险性医疗器材的菌落总数应 [单选题]

$\leq 10\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2)

$\leq 20\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2)

$\leq 100\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^3)

$\leq 200\text{CFU/件}$ (CFU/g 或 CFU/100cm^2) (正确答案)

12. 环氧乙烷灭菌器工作环境的环氧乙烷浓度应 [单选题]

$\leq 1.5\text{mg/m}^3$

$\leq 2\text{mg/m}^3$ (正确答案)

$\leq 2.5\text{mg/m}^3$

$\leq 3\text{mg/m}^3$

13. 卫生手消毒后手表面菌落总数正确的是 [单选题]

$\leq 5\text{CFU/cm}^2$

10CFU/cm^2 (正确答案)

15CFU/cm^2

$\leq 20\text{CFU/cm}^2$

14. 手工清洗牙科手机时，压力水枪和压力气枪的压力值宜 [单选题]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796222203041011034>